



Especificaciones Técnicas:

Modelo: DTX-08

Voltaje: DC 12V, 20W

Instrucciones de uso:

1. Retire cualquier joya que pueda ser dañada, antes de su sesión de Pure Magic Spa.
2. Cubra el recipiente del Pure Magic Spa con una de las cubiertas de plástico suministradas (ilustración A). Siempre utilice una nueva cubierta de plástico para cubrir el Pure Magic Spa antes de cada uso.
3. Inserte la Matriz Central en el Panel de Control (ilustración B), y gire una cuarta parte en sentido contrario al de las agujas del reloj (ilustración C).
4. Coloque el Panel de Control en los tres pitones dentro del recipiente del Pure Magic Spa, alinéelos con la Matriz Central en el centro del recipiente (ilustración D). Asegúrese de que se encuentre ajustado.
5. Llene el Pure Magic Spa con agua muy tibia, 5cm (2 pulgadas) por debajo del Panel de Control. No lo sobrellene.
6. Agregue al agua 3mg/0.5onzas o una cucharada completa (utilizando la cuchara medidora incluida) de sal baja en sodio. La cantidad de sal baja en sodio requerida para el tratamiento depende de la dureza del agua en su zona.
7. Coloque una silla cómoda cerca de su Pure Magic Spa.
8. Antes de colocar sus pies dentro del agua, conecte el Adaptador Eléctrico en la parte superior del Panel de Control (ilustración E). Luego, enchufe su Pure Magic Spa y enciéndalo presionando el Botón de encendido.
9. Ahora, remoje sus pies en el agua tibia salada. Asegúrese que el nivel del agua no supere el tope de la Matriz Central. Su sesión de Pure Magic Spa ahora ha comenzado. Si el panel de control zumba o se apaga repentinamente o el agua causa vibración, comience el proceso nuevamente agregando agua limpia y menos sal baja en sodio.
10. El Pure Magic Spa funciona utilizando la Matriz Central, que efectivamente reequilibra el cuerpo y armoniza su sistema. Este proceso ayuda a crear una estimulación natural y comienza el proceso de desintoxicación.
11. Una vez que haya comenzado el tratamiento la primer luz verde se quedará encendida.

12. Luego de que el Pure Magic Spa sea encendido, comenzará a ver pequeñas burbujas formadas en el agua. El agua gradualmente cambiará de color. La duración de cada tratamiento es de 30 minutos. Puede usar el Pure Magic Spa una o dos veces por semana. Como el color cambia, usted sabrá que su Pure Magic Spa está funcionando. Varios cambios de color pueden ocurrir. El color del agua puede ser clara u oscura dependiendo del color de su tipo de cuerpo, de la dureza del agua y de la cantidad de sal utilizada.
13. La serie de luces alrededor del perímetro del Panel de Control se ilumina a medida que avanza el tratamiento. Cada luz ilumina durante 5 minutos y el tratamiento total dura aproximadamente 30 minutos.
14. Una vez que los 30 minutos hayan pasado, habrá un zumbido y todas las luces sobre el Panel de Control titilarán por unos minutos. Su Pure Magic spa automáticamente se desconectará. Su sesión está completa. Desarme el Pure Magic Spa, vacíe del recipiente el agua utilizada y siga con precaución las instrucciones de limpieza y guardado de su Pure Magic Spa.

Nota: Luego del primer uso, la Matriz Central puede decolorarse. Esto es normal. Para mejores resultados, utilice las cubiertas de plástico que vienen con el Pure Magic Spa, otras cubiertas/ bolsas plásticas pueden romperse y dañar su Pure Magic Spa

Importante: el distribuidor no es responsable del daño causado por utilizar el Pure Magic Spa de manera incorrecta o por el uso de cubiertas inadecuadas. utilice una nueva bolsa plástica para cubrir el recipiente del Pure Magic Spa antes de cada uso.

Luego de cada uso:

1. Luego de que haya completado su sesión desarme el Pure Magic Spa y vacíe el agua.
2. Desconecte la Matriz Central del Panel de Control girando la Matriz Central en sentido a las agujas del reloj y sepárela.
3. Enjuague la Matriz Central con agua tibia. Seque completamente.
4. Limpie el Panel de Control con un paño húmedo (no sumerja el Panel en agua). Seque completamente.
5. Lave el recipiente del Pure Magic Spa con agua jabonosa caliente. Enjuague y seque completamente. No use materiales abrasivos, sprays limpiadores o limpiadores con alcohol.
6. Guarde el Pure Magic Spa en un lugar seco.

Precauciones

- Utilice solo el adaptador eléctrico aprobado que se suministra.
- Este dispositivo solo debe ser utilizado con la matriz suministrada. NO utilice matrices alternativas.
- No cambie o retire la matriz del recipiente durante el tratamiento.
- El usuario NO debe realizar reparaciones por sí mismo. Las reparaciones deben ser realizadas solo por un técnico autorizado.
- NO sumerja el panel de control o el adaptador en agua.
- NO utilice el Pure Magic Spa si está embarazada o dando el pecho.
- NO utilice el Pure Magic Spa si padece de epilepsia, implante de órgano, o implantes metálicos.

- Niños menores a 10 años no deben utilizar el Pure Magic Spa.
- Niños de entre 11 y 15 años solo deben utilizar el Pure Magic Spa durante 15 minutos y bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga el dispositivo alejado de los niños y guárdelo en un lugar seguro.
- Mantenga las cubiertas del Pure Magic Spa alejado de los niños.
- Asegúrese de utilizar una nueva cubierta plástica para cubrir el Pure Magic Spa antes de cada uso (no es recomendable utilizar las cubiertas más de una vez)
- Utilice agua limpia para sesión de desintoxicación

¿Cómo funciona en proceso de desintoxicación con el Pure Magic Spa?

Es normal y necesario la corrosión en la bobina de acero inoxidable, permitiendo así la liberación de los minerales que estimulan la desintoxicación. La sal agregada al agua, crea una solución salina, que actúa como un conductor de la matriz.

La matriz se introduce dentro del agua salada. Esto crea la ionización de las moléculas de agua y la oxidación del metal de bobina en la matriz. Este proceso contribuye a la liberación de los minerales que causan el agua se torne marrón y a mejorar el proceso de desintoxicación.

